

LEDLİ AMELİYAT LAMBASI İÇİN DİSPOSABLE ELCEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.** Teklif edilen disposable (tek kullanımlık) elcek ETC LED Serisi Ledli ameliyat lambaları ile uyumlu olacaktır.
- 2.** Disposable elcek üzerinde LOT numarası bulunmalıdır.
- 3.** Disposable elcek tekli ambalaj içinde etilen oksit ile steril edilmiş halde teslim edilmelidir.
- 4.** Firmalar teklif ettikleri ürün için Hastane ameliyathane birimden uygunluk alacaklardır.